

**ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)**

Юридический адрес и адрес нахождения юридического лица: 620000, г. Екатеринбург, ул. Царская, стр. 4

**Центральная лаборатория**

**Наименование структурного подразделения Центральной лаборатории:**

Отдел контроля сточных вод, Отдел контроля питьевой воды, Микробиологический отдел

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A311

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице "25" февраля 2016

**г. Екатеринбург**

**Московский тракт, 11км, дом 4**

**Тел: +7(343)3000-123**

**Email: info@vodorobot.ru**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель начальника**

**Центральной лаборатории**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 065F7287006BB38FAF402A1544EA6A7014  
Владелец: Милькова Надежда Сергеевна  
Действителен: с 03.10.2025 до 03.10.2028

**26.06.2026**

**(Дата утверждения и выдачи)**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2037/26**

**1. Наименование и контактные данные Заказчика:** ООО "Водоробот" (эл.почта: info@vodorobot.com) \*

**2. Юридический адрес (фактический адрес):** г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 16, офис 5 (Фактический адрес совпадает с юридическим) \*

**3. Наименование объекта испытаний:** Вода питьевая \*

**4. Цель отбора:** на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" \*

**5. Сведения об отборе пробы:**

Акт отбора проб воды: № б/н от 25.06.2026 \*

Дата и время отбора: 25.06.2026 11 ч 55 мин - 12 ч 00 мин \*

Документы, устанавливающие правила и методы отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 (Издание 2023 г., с Изменением), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) (Издание 2019 г.), ГОСТ 31942-2012 (Издание 2019 г.) \*

Ф.И.О., должность производ. отбор проб: специалист по отбору проб \*

**6. Однозначная идентификация и описание пробы:**

Регистрационный номер (шифр) пробы: 15201в

Место отбора пробы: ул. Татищева, 6 \*

**7. Дата и время доставки:** 25.06.2026 12 ч 00 мин

**8. Дата начала испытаний/ дата окончания испытаний:** 25.06.2026/ 26.06.2026

**9. Дополнения, отклонения или исключения из метода:** Отсутствуют

**10. Дополнительные сведения:** Сведения о дате определения конкретного показателя, условиях окружающей среды, продолжительности и условиях хранения пробы содержатся в технических записях лаборатории

**11. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):**

| № п/п | Наименование СИ                                                            | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства о поверке |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивносвязанной плазмой iCAP 6300 Duo | IC3D20124509    | C-CE/24-04-2026/521763956     | До 23.04.2027                         |
| 2     | Бюретка лабораторная стеклянная "МиниМедПром", 25 мл                       | 12.1397         | C-БЕ/22-12-2023/309478430     | -                                     |
| 3     | Спектрофотометр лабораторный DR 3900                                       | 1454492         | C-CE/23-10-2025/476537557     | До 22.10.2026                         |

**12. Условия проведения испытания:** удовлетворяют требованиям нормативных документов.

**13. Результаты испытаний**

| № п/п                                   | Определяемая характеристика (показатель) | Единицы измерения       | Величина допустимого уровня | Результат испытания (измерения) с показателем точности | Способ получения результатов | Документы,** устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Количественный химический анализ</b> |                                          |                         |                             |                                                        |                              |                                                                                   |
| 1                                       | Жесткость                                | °Ж                      | 7                           | $0,450 \pm 0,068^{1)}$                                 | СР2                          | ГОСТ 31954, п. 4, комплексонометрический метод                                    |
| 2                                       | Запах при 20 °С                          | балл                    | 2                           | 0                                                      | 1Э                           | ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1                                                            |
| 3                                       | Запах при 60 °С                          | балл                    | 2                           | 0                                                      | 1Э                           | ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1                                                            |
| 4                                       | Мутность                                 | мг/дм <sup>3</sup>      | 1,5                         | < 0,58                                                 | Расчет                       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05, по формазину                                             |
| 5                                       | Перманганатная окисляемость              | мг/дм <sup>3</sup>      | 5                           | < 0,25                                                 | Р                            | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99                                                             |
| 6                                       | Привкус                                  | балл                    | 2                           | 0                                                      | 1Э                           | ГОСТ Р 57164, п. 5.8.2.2                                                          |
| 7                                       | Цветность                                | градусы цветн.          | 20                          | < 1                                                    | Р                            | ГОСТ 31868, п. 5, метод Б                                                         |
| 8                                       | Железо (растворенная форма)              | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,3                         | < 0,050                                                | Р                            | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98                                                             |
| 9                                       | Марганец (растворенная форма)            | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,1                         | $0,0110 \pm 0,0035^{2)}$                               | Р                            | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98                                                             |
| <b>Микробиологические исследования</b>  |                                          |                         |                             |                                                        |                              |                                                                                   |
| 10                                      | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)    | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | отсутствие                  | не обнаружены                                          | -                            | МУК 4.2.3963-23, п. 6.3.                                                          |
| 11                                      | Escherichia coli (E.coli)                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | отсутствие                  | не обнаружена                                          | -                            | МУК 4.2.3963-23, п. 7.3.-7.4.                                                     |

<sup>1)</sup> Абсолютная погрешность при доверительной вероятности Р=0,95

<sup>2)</sup> Расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2 при доверительной вероятности Р=0,95

СР2 - среднее арифметическое значение двух определений

1Э - прямой метод распознавания, 1 эксперт

Расчет - расчетный метод

Р - результат единичного определения

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за проверку протокола:**

**Начальник отдела контроля питьевой воды**

**З.Г. Магсумова**

**Начальник отдела контроля сточных вод**

**С.Е. Пиксин**

**Начальник микробиологического отдела**

**А.И. Мазурова**

Ответственный за оформление протокола (должность, подпись, Ф.И.О.): А.В. Пономарева, инженер (по работе с базой данных) 2 категории

Центральная лаборатория несет ответственность за все данные, представленные в протоколе испытаний, кроме тех, которые предоставлены заказчиком.

Заказчик несет полную ответственность за предоставленные им данные, и лаборатория за них ответственности не несет.

\* - данные, предоставленные Заказчиком.

\*\* - Сведения о документах, устанавливающих правила и методы исследований (испытаний), измерений, в Приложении №1

Полученные результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Центральной лаборатории МУП "Водоканал" и (или) Заказчика.

Конец протокола