

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)

Юридический адрес и адрес нахождения юридического лица: 620000, г. Екатеринбург, ул. Царская, стр. 4  
Центральная лаборатория

Наименование структурного подразделения Центральной лаборатории:


Отдел контроля сточных вод, Отдел контроля питьевой воды, Микробиологический отдел

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A311

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице "25" февраля 2016

г. Екатеринбург  
Московский тракт, 11км, дом 4  
Тел: +7(343)3000-123  
Email: info@vodorobot.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель начальника  
Центральной лаборатории



22.04.2026  
(Дата утверждения и выдачи)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1080/26

1. Наименование и контактные данные Заказчика: ООО "Водоробот" (адрес электронной почты: info@vodorobot.com) \*
2. Юридический адрес (фактический адрес): г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 16, офис 5 (Фактический адрес совпадает с юридическим) \*
3. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая \*
4. Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" \*
5. Сведения об отборе пробы:
- Акт отбора проб воды: № б/н от 16.04.2026 \*
- Дата и время отбора: 16.04.2026 10 ч 25 мин - 10 ч 30 мин \*
- Документы, устанавливающие правила и методы отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 (Издание 2023 г., с Изменением), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) (Издание 2019 г.), ГОСТ 31942-2012 (Издание 2019 г.) \*
- Ф.И.О., должность производ. отбор проб: специалист по отбору проб \*
6. Однозначная идентификация и описание пробы:
- Регистрационный номер (шифр) пробы: 9156в
- Место отбора пробы: ул. Бульвар Есенина, 18 \*
7. Дата и время доставки: 16.04.2026 12 ч 20 мин
8. Дата начала испытаний/ дата окончания испытаний: 16.04.2026/ 17.04.2026
9. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют
10. Дополнительные сведения: Сведения о дате определения конкретного показателя, условиях окружающей среды, продолжительности и условиях хранения пробы содержатся в технических записях лаборатории
11. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

| № п/п | Наименование СИ                                      | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства о поверке |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | АЭС-ИСП Agilent 5800 ICP-OES                         | MY2150CQ20      | C-CE/24-06-2025/442107704     | До 23.06.2026                         |
| 2     | Бюретка лабораторная стеклянная "МиниМедПром", 25 мл | 12.1397         | C-БЕ/22-12-2023/309478430     | -                                     |
| 3     | Спектрофотометр лабораторный DR 3900                 | 1454492         | C-CE/23-10-2025/476537557     | До 22.10.2026                         |

12. Условия проведения испытания: удовлетворяют требованиям нормативных документов.



13. Результаты испытаний

| № п/п                            | Определяемая характеристика (показатель) | Единицы измерения       | Величина допустимого уровня | Результат испытания (измерения) с показателем точности | Способ получения результатов | Документы,** устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Количественный химический анализ |                                          |                         |                             |                                                        |                              |                                                                                   |
| 1                                | Жесткость                                | °Ж                      | 7                           | 0,300 ± 0,050 <sup>1)</sup>                            | СР2                          | ГОСТ 31954 п.4<br>Комплексонометрический метод                                    |
| 2                                | Запах при 20 °С                          | балл                    | 2                           | 0                                                      | 1Э                           | ГОСТ Р 57164 п.5.8.1                                                              |
| 3                                | Запах при 60 °С                          | балл                    | 2                           | 0                                                      | 1Э                           | ГОСТ Р 57164 п.5.8.1                                                              |
| 4                                | Мутность                                 | мг/дм <sup>3</sup>      | 1,5                         | < 0,58                                                 | Расчет                       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 по формазину                                              |
| 5                                | Перманганатная окисляемость              | мг/дм <sup>3</sup>      | 5                           | < 0,25                                                 | Р                            | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99                                                             |
| 6                                | Привкус                                  | балл                    | 2                           | 0                                                      | 1Э                           | ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2.2                                                           |
| 7                                | Цветность                                | градусы цветн.          | 20                          | < 1                                                    | Р                            | ГОСТ 31868 п. 5 метод Б                                                           |
| 8                                | Железо (растворенная форма)              | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,3                         | < 0,050                                                | Р                            | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98                                                             |
| 9                                | Марганец (растворенная форма)            | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,1                         | 0,0173 ± 0,0055 <sup>2)</sup>                          | Р                            | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98                                                             |
| Микробиологические исследования  |                                          |                         |                             |                                                        |                              |                                                                                   |
| 10                               | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)    | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | отсутствие                  | не обнаружены                                          | -                            | МУК 4.2.3963-23, п. 6.3                                                           |
| 11                               | Escherichia coli (E.coli)                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | отсутствие                  | не обнаружена                                          | -                            | МУК 4.2.3963-23, п. 7.3.-7.4.                                                     |

1) Абсолютная погрешность при доверительной вероятности Р=0,95  
2) Расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2 при доверительной вероятности Р=0,95  
СР2 - среднее арифметическое значение двух определений  
1Э - прямой метод распознавания, 1 эксперт  
Расчет - расчетный метод  
Р - результат единичного определения

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проверку протокола:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Начальник отдела контроля питьевой воды | З.Г. Магсумова |
| Начальник микробиологического отдела    | А.И. Мазурова  |
| Начальник отдела контроля сточных вод   | С.Е. Пиксин    |

Ответственный за оформление протокола (должность, подпись, Ф.И.О.): Е.А. Герасимова, инженер (по работе с базой данных) 2 категории

Конец протокола